



Технические характеристики:

Частота ультразвуковых колебаний	28 кГц
Выходная мощность	7Вт
Таймер	10 мин
Количество режимов работы	4
Количество уровней интенсивности	6
Параметры электропитания	
Сетевой адаптер (входные параметры)	АС 100-240В 50/60Гц 0,2А
Сетевой адаптер (выходные параметры)	DC 12В
Комплектация	
Скрабер LW-006	1
Сетевой адаптер	1
Инструкция пользователя	1
Остальные характеристики	
Вес в упаковке, кг	0,61
Размер в упаковке (ДхШхТ), см	25 x 20 x 7
Вес скрабера, кг	0,2

Описание:

Портативный профессиональный ультразвуковой скрабер с «плавающей» подвижной лопаткой - удобный, миниатюрный аппарат. Аппарат представлен в виде рабочей манипулы с панелью управления. Рабочая частота ультразвука- 28кГц, . Режимы генерации ультразвука: непрерывный и импульсный. Модель отличается продуманным дизайном, удобным управлением и повышенной выходной мощностью, что на профессиональном уровне позволяет проводить процедуры и дома, и в условиях косметологического салона.

Кнопки управления на панели позволяют устанавливать:

- время работы прибора,
- интенсивность воздействия,
- режим работы.

Табло на корпусе аппарата позволяет контролировать установку режимов работы.

Метод ультразвуковой чистки лица достойная альтернатива механическому и химическому удалению ороговевших клеток и глубоких загрязнений. УЗ-волны мягко и бережно освобождают забитые поры, раскрывают закрытые комедоны, позволяют снять омертвевшие клетки с поверхности кожи.

УЗ-чистка позволяет добиться комплексного результата:

- нормализация работы сальных желез;
- восстановление кислотно-щелочного баланса;
- лимфодренаж и активизация микроциркуляции крови;
- противовоспалительное действие;
- удаление загрязнений и ороговевших клеток;
- улучшение венозного оттока;
- интенсивное увлажнение;
- стимулирование регенерации кожи (выработка новых эластиновых и коллагеновых волокон);
- активизация окислительно-восстановительных процессов;
- повышение тургора;
- улучшение цвета;
- выравнивание рельефа.

Противопоказания минимальны и включают в себя:

- герпес;
- расширение сосудов;
- паралич лицевого нерва;
- эпилепсия;
- некоторые поражения кожи (экзема, воспалительные процессы в активной стадии);
- онкологические заболевания;
- наличие «золотых нитей»;
- повреждения эпидермиса в предполагаемой зоне обработки;
- повышенная температура тела.

УЗ-чистка рекомендуется как лечебная и профилактическая мера основного ухода. В числе показаний:

- расширенные поры;
- черные точки;
- угревая сыпь (не в фазе обострения);
- локальные воспаления;
- отечность;
- тусклый цвет лица;
- потеря эластичности;
- нарушения в работе сальных желез (слишком жирная или сухая кожа).